



## Alteração no campo cidade do ASO

<b>Produto</b>	:	TOTVS SST® Clínicas – 11.8.0.2 e 11.8.0.8			
<b>Chamado</b>	:	<b>TEQRSF</b>	<b>Data da publicação</b>	:	02/12/13
<b>País(es)</b>	:	<i>Brasil</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	<i>Oracle®</i>

### **Importante**

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuada alteração no módulo Atendimento Clínico, informando a mesma cidade e data que a do médico examinador no campo cidade no ASO do funcionário.

## Procedimento para Implementação

### **Importante**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

#### **Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).**

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

### **Atenção**

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



## Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:/Projetos/pmwe/pmed/comumfc/frm_ImpressaoASO.dfm	<b>25158</b>
Alteração	C:/Projetos/pmwe/pmed/comumfc/frm_ImpressaoASO.pas	<b>25158</b>

## Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

## Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo de Atendimento Clínico.
2. Abra a ficha de um funcionário.
3. Reimprima um ASO do funcionário.
4. A cidade e a data é a mesma que a do médico examinador.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	-
<b>Funções Envolvidas</b>	Impressão de ASO.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®